



EYE WASH KIT – Emergency

Cod: CPS258

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Kit lavaocchi di emergenza in valigetta portatile con dotazioni essenziali per il primo intervento. Progettato per uso rapido in officine, laboratori e reparti produttivi.

Dimensioni

Valigetta portatile in ABS (dimensioni N/D) · dotazione tipica con flaconi da 500 ml.

Contenuto del kit

- 1 × flacone soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml con coppa oculare
- 1 × irrigatore oculare manuale
- 1 × coppa oculare separata
- Specchietto, forbici, nastro, garze sterili, salviette detergenti
- Manuale multilingue

Istruzioni

- 1) Aprire la valigetta e identificare i dispositivi.
- 2) Utilizzare il flacone di soluzione salina/irrigatore per risciacquo immediato dell'occhio.
- 3) Irrigare 10–15 minuti mantenendo l'occhio aperto;



rimuovere le lenti se possibile.

4) Proteggere l'occhio con garza sterile e rivolgersi a un medico.

5) Ripristinare il kit e controllare scadenze e integrità.

English

Description

Portable emergency eye wash kit with essential items for first response. Designed for quick use in workshops, laboratories and production areas.

Dimensions

Portable ABS case (size N/A) · typical supply with 500 ml bottles.

Kit contents

- 1 × 500 ml sterile saline 0.9% NaCl bottle with eye-cup
- 1 × manual eye irrigator
- 1 × separate eye-cup
- Mirror, scissors, tape, sterile gauze, cleansing wipes
- Multilingual instructions

Instructions

- 1) Open the case and identify the devices.
- 2) Use the saline bottle/irrigator for immediate eye rinsing.
- 3) Irrigate for 10–15 minutes keeping the eye open; remove lenses if possible.
- 4) Protect the eye with sterile gauze and seek medical attention.
- 5) Restock the kit and check expiry dates and integrity.

French

Description

Kit de lavage oculaire d'urgence portable avec les éléments essentiels pour une première intervention. Conçu pour une utilisation rapide dans les ateliers, laboratoires et zones de production.

Dimensions

Mallette portable en ABS (dimensions N/D) · dotation type avec flacons de 500 ml.

Contenu du kit

- 1 × flacon de 500 ml de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl avec coupelle oculaire
- 1 × irrigateur oculaire manuel
- 1 × coupelle oculaire séparée
- Miroir, ciseaux, ruban, gazes stériles, lingettes nettoyantes



- Mode d'emploi multilingue

Mode d'emploi

- 1) Ouvrir la valise et identifier les dispositifs.
- 2) Utiliser le flacon de sérum/irrigateur pour un rinçage immédiat de l'œil.
- 3) Irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert ; retirer les lentilles si possible.
- 4) Protéger l'œil avec une compresse stérile et consulter un médecin.
- 5) Réapprovisionner le kit et vérifier dates de péremption et intégrité.

German

Beschreibung

Tragbares Augenspül-Notfallset mit wichtigen Komponenten für die Erste Hilfe. Für den schnellen Einsatz in Werkstätten, Laboren und Produktionsbereichen.

Abmessungen

Tragbarer ABS-Koffer (Maße k. A.) · typische Ausstattung mit 500-ml-Flaschen.

Lieferumfang

- 1 × Flasche 500 ml sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl mit Augenmuschel
- 1 × manueller Augenspüler
- 1 × separate Augenmuschel
- Spiegel, Schere, Tape, sterile Kompressen, Reinigungstücher
- Mehrsprachige Anleitung

Anleitung

- 1) Koffer öffnen und die Hilfsmittel identifizieren.
- 2) Kochsalzflasche/Spüler für sofortige Augenspülung verwenden.
- 3) 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten; Linsen wenn möglich entfernen.
- 4) Auge mit steriler Kompresse schützen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- 5) Kit wieder auffüllen und Verfallsdaten/Unversehrtheit prüfen.

Spanish

Descripción

Kit portátil de lavado ocular de emergencia con elementos esenciales para la primera respuesta. Diseñado para uso rápido en talleres, laboratorios y áreas de producción.

**Dimensiones**

Maletín portátil de ABS (dimensiones N/D) · dotación típica con botellas de 500 ml.

Contenido del kit

- 1 × botella de 500 ml de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl con copa ocular
- 1 × irrigador ocular manual
- 1 × copa ocular adicional
- Espejo, tijeras, cinta, gasas estériles, toallitas limpiadoras
- Instrucciones multilingües

Instrucciones

- 1) Abra el maletín e identifique los dispositivos.
- 2) Use la botella de suero/irrigador para el enjuague inmediato del ojo.
- 3) Irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto; retire las lentes si es posible.
- 4) Proteja el ojo con una gasa estéril y acuda al médico.
- 5) Reaprovisione el kit y revise caducidades e integridad.