



Product - Tick removal tool (Tick Twister)

Cod: ZEC003

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Lingua /
Language

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Selezionare il gancio più adatto alla dimensione della zecca. Far scorrere il gancio tra pelle e zecca fino a incastrarla nella forcella. Ruotare lentamente senza tirare, finché la zecca si stacca completamente. Evitare di schiacciare l'addome della zecca. Dopo la rimozione disinfettare la zona e lavare le mani. Non utilizzare olio, alcol o calore.



Specifiche tecniche

Strumento per la rimozione meccanica delle zecche, non sterile e riutilizzabile. Materiale plastico resistente, facilmente lavabile. Confezione con due ganci di misure differenti per larve, ninfe e zecche adulte. Indicato per uso umano e veterinario. Conservare in luogo asciutto, al riparo da calore e luce diretta.

English

Instructions for use

Choose the hook that best fits the tick size. Slide the hook between skin and tick to trap it in the fork. Gently rotate without pulling until the tick releases completely. Avoid squeezing the tick's abdomen. After removal disinfect the area and wash hands. Do not use oil, alcohol or heat.

Technical specifications

Mechanical tick removal tool, non sterile and reusable. Durable plastic, easy to clean. Blister with two hook sizes for larvae, nymphs and adult ticks. Suitable for human and veterinary use. Store in a dry place away from heat and direct light.

Français

Mode d'emploi

Choisir le crochet adapté à la taille de la tique. Glisser le crochet entre la peau et la tique pour la coincer dans la fourche. Tourner doucement sans tirer jusqu'à ce que la tique se détache complètement. Éviter d'écraser l'abdomen de la tique. Après retrait, désinfecter la zone et se laver les mains. Ne pas utiliser d'huile, d'alcool ni de chaleur.

Caractéristiques techniques

Outil mécanique d'extraction des tiques, non stérile et réutilisable. Plastique résistant, facile à nettoyer. Blister avec deux crochets de tailles différentes pour larves, nymphes et tiques adultes. Indiqué pour l'usage humain et vétérinaire. Conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Den zum Zeckenformat passenden Haken wählen. Haken zwischen Haut und Zecke schieben, bis sie in der Gabel fixiert ist. Langsam drehen, ohne zu ziehen, bis die Zecke sich vollständig löst. Den Zeckenleib nicht quetschen. Nach der Entfernung die Stelle desinfizieren und Hände waschen. Kein Öl, Alkohol oder Hitze verwenden.

Technische Daten

Mechanisches Werkzeug zur Zeckenentfernung, nicht steril und wiederverwendbar. Robuster, leicht zu reinigender Kunststoff. Blister mit zwei Hakengrößen für Larven, Nymphen und adulte Zecken. Geeignet für human- und veterinärmedizinische Anwendungen. Trocken, vor Wärme und direktem Licht geschützt lagern.

Español

Instrucciones de uso

Seleccione el gancho adecuado al tamaño de la garrapata. Deslice el gancho entre la piel y la garrapata hasta atraparla en la horquilla. Gire suavemente sin tirar hasta que la garrapata se desprenda por completo. Evite aplastar el abdomen. Tras la extracción desinfecte la zona y lávese las manos. No use aceite, alcohol ni calor.

Especificaciones técnicas

Herramienta mecánica para la extracción de garrapatas, no estéril y reutilizable. Plástico resistente, fácil de limpiar. Blíster con dos ganchos de diferentes tamaños para larvas, ninfas y garrapatas adultas. Apta para uso humano y veterinario. Conservar en lugar seco, protegido del calor y de la luz directa.