



NILO – Eye Wash Bottle

Cod: FLA101

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017

Product page: <https://pvs-spa.it/prodotti/pronto-soccorso/pronto-soccorso-oculare/nilo-flacone-per-liquido-lavaocchi/>



Italian

Descrizione

Flacone per lavaggio oculare con coppa ergonomica e cannuccia interna, ideale per irrigazione manuale mirata in emergenza. Riempibile con soluzione salina sterile.

Dimensioni

Capacità: 500 ml · Dimensioni flacone: 26 × 9 cm · beccuccio/oculare anatomico · flacone riutilizzabile previa sanificazione.



Contenuto del kit

- 1 × flacone NILO con coppa oculare e cannuccia
- Tappo di chiusura

Istruzioni

- 1) Riempire con soluzione salina sterile.
- 2) Rimuovere il tappo, accostare la coppa all'occhio e comprimere il flacone.
- 3) Irrigare continuamente 10–15 minuti tenendo l'occhio aperto.
- 4) Sanificare e asciugare dopo l'uso.

English

Description

Eye wash bottle with ergonomic eye-cup and internal straw, ideal for targeted manual irrigation in emergencies. To be filled with sterile saline solution.

Dimensions

Capacity: 500 ml · Bottle size: 26 × 9 cm · anatomical eye-cup/nozzle · bottle reusable after sanitization.

Kit contents

- 1 × NILO bottle with eye-cup and straw
- Closing cap

Instructions

- 1) Fill with sterile saline solution.
- 2) Remove the cap, place the eye-cup on the eye and squeeze the bottle.
- 3) Irrigate continuously for 10–15 minutes keeping the eye open.
- 4) Sanitize and dry after use.

French

Description

Flacon de lavage oculaire avec coupelle ergonomique et paille interne, idéal pour une irrigation manuelle ciblée en urgence. À remplir avec une solution saline stérile.

Dimensions

Capacity: 500 ml · Bottle size: 26 × 9 cm · anatomical eye-cup/nozzle · bottle reusable after sanitization.



Contenu du kit

- 1 × flacon NILO avec coupelle oculaire et paille
- Bouchon de fermeture

Mode d'emploi

- 1) Remplir avec une solution saline stérile.
- 2) Retirer le bouchon, positionner la coupelle sur l'œil et presser le flacon.
- 3) Irriguer en continu 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert.
- 4) Assainir et sécher après usage.

German

Beschreibung

Augenspülflasche mit ergonomischer Augenmuschel und Innenröhrchen, für gezielte manuelle Spülung im Notfall. Mit steriler Kochsalzlösung zu füllen.

Abmessungen

Kapazität: 500 ml · Flaschengröße: 26 × 9 cm
· anatomische Augenmuschel/Düse · Flasche nach Reinigung wiederverwendbar.

Lieferumfang

- 1 × NILO Flasche mit Augenmuschel und Röhrchen
- Verschlusskappe

Anleitung

- 1) Mit steriler Kochsalzlösung füllen.
- 2) Kappe entfernen, Augenmuschel aufsetzen und die Flasche drücken.
- 3) 10–15 Minuten kontinuierlich spülen, Auge offen halten.
- 4) Nach Gebrauch reinigen und desinfizieren.

Spanish

Descripción

Botella para lavado ocular con copa ergonómica y cánula interna, ideal para irrigación manual dirigida en emergencias. Llenar con solución salina estéril.

Dimensiones

Capacidad: 500 ml · Tamaño del frasco: 26 × 9 cm · copa/boquilla anatómica · botella



reutilizable tras higienización.

Contenido del kit

- 1 × botella NILO con copa ocular y cánula
- Tapón de cierre

Instrucciones

- 1) Llenar con solución salina estéril.
- 2) Retire el tapón, coloque la copa sobre el ojo y presione la botella.
- 3) Irrigue continuamente durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto.
- 4) Limpiar y desinfectar después del uso.