



Prodotto – Laccio emostatico piatto in nitrile latex-free

Cod: LAC190

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Applicare il laccio attorno all'arto e tendere fino a ottenere l'emostasi temporanea, secondo protocollo clinico. Annotare l'orario di applicazione. Rilasciare o rimuovere non appena possibile. Uso singolo.

Specifiche tecniche

Materiale: nitrile latex- free. Struttura piatta e flessibile per una distribuzione uniforme della pressione. Idoneo per uso sanitario. Colore: blu. Confezionamento: 2000 pezzi in sacchetti interni di protezione, 200 pezzi per cartone.

Dimensioni

460 mm (tolleranza ± 10 mm) $\times$ 25 mm (tolleranza ± 1 mm).



English

Instructions for use

Wrap the tourniquet around the limb and tighten to obtain temporary hemostasis, according to clinical protocol. Note the application time. Release or remove as soon as possible. Single use.

Technical specifications

Material: latex- free nitrile. Flat, flexible design for even pressure distribution. Suitable for healthcare use. Color: blue. Packaging: 2000 pieces in inner protective bags, 200 pieces per carton.

Dimensions

460 mm (tolerance ± 10 mm) $\times$ 25 mm (tolerance ± 1 mm).

Français

Mode d'emploi

Placer le garrot autour du membre et tendre jusqu'à obtenir une hémostase temporaire, conformément au protocole clinique. Noter l'heure d'application. Relâcher ou retirer dès que possible. Usage unique.

Caractéristiques techniques

Matériau : nitrile sans latex. Conception plate et flexible pour une répartition uniforme de la pression. Adapté à l'usage médical. Couleur : bleu. Conditionnement : 2000 pièces en sachets intérieurs de protection, 200 pièces par carton.

Dimensions

460 mm (tolérance ± 10 mm) $\times$ 25 mm (tolérance ± 1 mm).

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Den Stauschlauch um die Extremität legen und bis zur vorübergehenden Hämostase anziehen, gemäß klinischem Protokoll. Anlegezeit dokumentieren. So bald wie möglich lösen oder entfernen. Einmalgebrauch.



Technische Daten

Material: latexfreies Nitril. Flaches, flexibles Design für gleichmäßige Druckverteilung. Für den medizinischen Einsatz geeignet. Farbe: Blau. Verpackung: 2000 Stück in inneren Schutzbeuteln, 200 Stück pro Karton.

Abmessungen

460 mm (Toleranz ± 10 mm) $\times$ 25 mm (Toleranz ± 1 mm).

Español

Instrucciones de uso

Colocar el torniquete alrededor de la extremidad y tensar hasta obtener hemostasia temporal, según el protocolo clínico. Registrar la hora de aplicación. Liberar o retirar lo antes posible. De un solo uso.

Especificaciones técnicas

Material: nitrilo sin látex. Diseño plano y flexible para distribuir la presión de forma uniforme. Adecuado para uso sanitario. Color: azul. Embalaje: 2000 unidades en bolsas interiores de protección, 200 unidades por caja.

Dimensiones

460 mm (tolerancia ± 10 mm) $\times$ 25 mm (tolerancia ± 1 mm).