

Product name - Polycarbonate tongue forcep

Cod: PIN201 - PIN065

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Pinza tirlingua in policarbonato per la presa e il controllo della lingua durante manovre di primo soccorso/rianimazione. Fornita in busta singola.

Dimensioni: Dimensioni: lunghezza 160 mm; larghezza 24 mm. Peso: 16g

Istruzioni: Utilizzare da personale formato. Estrarre dalla busta e verificare l'integrità. Impiegare secondo necessità clinica per la presa della lingua. Dopo l'uso smaltire secondo procedure e normativa vigente.

Materiali/Componenti:

- 1 × Pinza tirlingua — policarbonato
- 1 × Busta — polietilene

English	Description: Polycarbonate tongue forcep for grasping and controlling the tongue during first-aid/resuscitation manoeuvres. Supplied in a single bag. Dimensions: length 160 mm; width 24 mm. Weight: 16g Instructions: For use by trained personnel. Remove from the bag and check integrity. Use as clinically required for tongue grasping. After use, dispose of according to procedures and applicable regulations. Materials/Components: • 1 × Tongue forcep — polycarbonate • 1 × Bag — polyethylene
Français	Description: Pince tire-langue en polycarbonate pour saisir et contrôler la langue lors des gestes de premiers secours/réanimation. Fournie en sachet individuel. Dimensions: longueur 160 mm ; largeur 24 mm. Poids : 16g Instructions: À utiliser par du personnel formé. Sortir du sachet et vérifier l'intégrité. Utiliser selon le besoin clinique pour la prise de la langue. Après utilisation, éliminer conformément aux procédures et à la réglementation en vigueur. Matériaux/Composants: • 1 × Pince tire-langue — polycarbonate • 1 × Sachet — polyéthylène
Deutsch	Beschreibung: Zungenzange aus Polycarbonat zum Fassen und Kontrollieren der Zunge bei Erste-Hilfe-/Reanimationsmaßnahmen. Einzeln verpackt. Abmessungen: Länge 160 mm; Breite 24 mm. Gewicht: 16g

	Anweisungen: Zur Anwendung durch geschultes Personal. Aus dem Beutel entnehmen und Unversehrtheit prüfen. Je nach klinischem Bedarf zum Fassen der Zunge verwenden. Nach Gebrauch gemäß Verfahren und geltenden Vorschriften entsorgen. Materialien/Komponenten: • 1 × Zungenzange — Polycarbonat • 1 × Beutel — Polyethylen
Español	Descripción: Pinza tiralenguas de policarbonato para sujetar y controlar la lengua durante maniobras de primeros auxilios/reanimación. Suministrada en bolsa individual. Dimensiones: Dimensiones: longitud 160 mm; anchura 24 mm. Peso:16g Instrucciones: Para uso por personal formado. Extraer de la bolsa y verificar la integridad. Utilizar según necesidad clínica para la sujeción de la lengua. Tras el uso, desechar conforme a los procedimientos y la normativa aplicable. Materiales/Componentes: • 1 × Pinza tiralenguas — policarbonato • 1 × Bolsa — polietileno