EUROSIREL S.p.A.

EUROSINEL C.P.M.
Sede legale e amministrativa
Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) Italia
Tal. + 39 02 33.55 98.0 - Fax + 39 02 33.55 95.200
Capitale sociale 6 4 67 1,600 Lv.
Capitale 8 1,600 Lv.
Ca



SCHEDA TECNICA

Rev. 8

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IS

Cerotti in TNT bianco con Garza per Abrasioni/Scottature (Alluminio) antiaderente

SUPPORTO

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Materiale	-	Tessuto non-tessuto (TNT) di colore bianco	-
Composizione	=	100% Fibre di poliestere	-
Grammatura	g/m²	50	±10%
Spessore	μm	≥ 150	±10%
Colore	-	Bianco	-
Carico di rottura longitudinale	N/cm	≥ 6	-
Allungamento alla rottura	%	≥ 100	-

ADESIVO

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipologia	=	Hot Melt acrilico a reticolazione ai raggi UV	=
Grammatura	g/m²	≥ 25	-
Adesività	N/cm	≥ 1,0	=

GARZA

GARZA				
Dati	Unità	Valori	Tolleranza	
Tipo	-	Garza Alluminio Antiaderente (sterilizzata)	-	
Composizione 1º strato (antiaderente)	-	Polietilene bicomponente	-	
Composizione 2º strato (assorbente)	-	Viscosa (90%), Polipropilene (10%)	-	
Composizione 3º strato (legante)	-	Polietilene	=	
Composizione 4º strato (strato superficiale)	-	Poliestere alluminizzato	-	
Spessore	mm	1,1	±10%	
Grammatura	g/m²	150	±10%	
Assorbenza	g/m²	≥ 600	-	

SILICONATA

JIII JULIA			
Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Monosiliconata	-
Grammatura	g/m²	≥ 50	-
Codice di riciclo	-	22 PAP	-

PACKAGING PRIMARIO

The determination of the second of the secon			
Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Lato 1	-	Carta pergamino (saldante a freddo)	=
Grammatura	g/m²	45	±10%
Lato 2	-	Carta neutra (saldante a freddo)	-
Grammatura	g/m²	80	±10%
Codice di riciclo	-	22 PAP	-

PACKAGING SECONDARIO

Dati	Unità	Valori	Tolleranza
Tipo	-	Astuccio	-
Materiale	-	Cartoncino	-
Grammatura	g/m²	240	±10%
Codice di riciclo	-	PAP	-

DICITURE OBBLIGATORIE

Dati	Simboli	Definizione
Indirizzo fabbricante	E	EUROSIREL S.p.A viale Europa, 30 - 20047 Cusago (MI) - Italy
Marcatura CE	C € 0051	Marchio di conformità CE
Lotto	LOT	AFFNNNN
Scadenza	\square	AAAA-MM
Vita utile del prodotto	-	5 anni
Modalità di conservazione	学类	Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dai raggi solari
Classificazione	MD	Dispositivo Medico
Metodo di sterilizzazione	STERILE EO	Ossido di Etilene (ETO)
Utilizzo	2	Monouso
Codice REF	REF	CLSTXXXXXX
Codice UDI-DI (Base)	=	8017990CLSY68

28/06/2022 Cusago

Laboratorio e Qualità Eurosirel SpA