



PROTECTAPLAST – COHESIVE FOAM BANDAGE (SKIN COLOUR)

Cod: CER110 • CER111 • CER112

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Bendaggio coesivo in schiuma color pelle, autoadesivo su sé stesso (non adesivo sulla pelle), senza lattice, impermeabile e super elastico. Ideale per dita e piccole medicazioni, consente fissaggio rapido senza residui.

Dimensioni

Disponibile in tre formati:

- CER110: 6 × 100 cm
- CER111: 3 × 450 cm
- CER112: 6 × 450 cm

**Istruzioni d'uso**

Tagliare la lunghezza necessaria. Avvolgere con lieve tensione sovrapponendo ~50%; premere per attivare l'adesione coesiva. Rimuovere senza dolore, non lascia residui. Uso singolo paziente.

English**Description**

Skin- coloured cohesive foam bandage, self- adherent (does not stick to skin), latex- free, waterproof and highly stretchable. Ideal for fingers and small dressings, allows quick fixation without residues.

Dimensions

Available in three sizes:

- CER110: 6 × 100 cm
- CER111: 3 × 450 cm
- CER112: 6 × 450 cm

Instructions for use

Cut the required length. Wrap with light tension with ~50% overlap; press to activate cohesive adhesion. Painless removal, leaves no residue. Single- patient use.

Français**Description**

Bandage cohésif en mousse couleur peau, auto- adhésif sur lui- même (n'adhère pas à la peau), sans latex, imperméable et très extensible. Idéal pour les doigts et petits pansements, permet une fixation rapide sans résidus.

Dimensions

Disponible en trois tailles :

- CER110 : 6 × 100 cm
- CER111 : 3 × 450 cm
- CER112 : 6 × 450 cm

Mode d'emploi

Couper la longueur nécessaire. Enrouler avec une légère tension et ~50 % de chevauchement ; presser pour activer l'adhérence cohésive. Retrait indolore, sans résidus. Usage pour un seul patient.



Deutsch

Beschreibung	Hautfarbener kohäsiver Schaumverband, haftet auf sich selbst (nicht auf der Haut), latexfrei, wasserfest und sehr dehnbar. Ideal für Finger und kleine Verbände, ermöglicht eine schnelle Fixierung ohne Rückstände.
Abmessungen	In drei Größen erhältlich: - CER110: 6 × 100 cm - CER111: 3 × 450 cm - CER112: 6 × 450 cm
Gebrauchsanweisung	Benötigte Länge abschneiden. Mit leichter Spannung und ca. 50 % Überlappung anlegen; andrücken, um die kohäsive Haftung zu aktivieren. Schmerzlos zu entfernen, keine Rückstände. Nur für einen Patienten bestimmt.

Español

Descripción	Vendaje cohesivo de espuma color piel, auto- adherente (no se adhiere a la piel), sin látex, impermeable y muy elástico. Ideal para dedos y pequeñas curas, permite fijación rápida sin residuos.
Dimensiones	Disponible en tres tamaños: - CER110: 6 × 100 cm - CER111: 3 × 450 cm - CER112: 6 × 450 cm
Instrucciones de uso	Cortar la longitud necesaria. Envolver con ligera tensión y ~50 % de solape; presionar para activar la adhesión cohesiva. Retirada indolora, sin residuos. Uso para un único paciente.