



TUBULAR ELASTIC NET BANDAGE (PLASTONET)

Cod: RET100

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni (Plastonet), pratica e confortevole. Consente di mantenere in sede garze e tamponi senza ricorrere a cerotti o bende adesive. Composizione indicativa: poliammide 73% – gomma 27%.

Dimensioni

Misure: 50 cm di rete elastica CAL 1; 50 cm di rete elastica CAL 5.

Istruzioni d'uso

Tagliare la lunghezza necessaria. Allargare la rete ed infilarla sulla zona da coprire; ripiegare i bordi se occorre maggiore stabilità. Non applicare su cute lesa senza protezione.



English

Description	Tubular elastic net bandage for dressing retention (Plastonet), practical and comfortable. Holds pads and gauze in place without adhesive tapes or bandages. Indicative composition: polyamide 73% – rubber 27%.
Dimensions	Sizes: 50 cm elastic net CAL 1; 50 cm elastic net CAL 5.
Instructions for use	Cut the required length. Expand the net and slide it over the area to be covered; fold the edges back if extra stability is needed. Do not apply on broken skin without protection.

Français

Description	Réseau tubulaire élastique pour la fixation des pansements (Plastonet), pratique et confortable. Permet de maintenir compresses et gazes sans rubans ou bandages adhésifs. Composition indicative : polyamide 73 % – caoutchouc 27 %.
Dimensions	Tailles : 50 cm de filet élastique CAL 1 ; 50 cm de filet élastique CAL 5.
Mode d'emploi	Couper la longueur nécessaire. Élargir le filet et le faire glisser sur la zone à couvrir ; replier les bords si une stabilité supplémentaire est nécessaire. Ne pas appliquer sur peau lésée sans protection.

Deutsch

Beschreibung	Elastisches Schlauch- Netz zur Fixierung von Verbänden (Plastonet), praktisch und komfortabel. Hält Kompressen und Mull ohne Klebebänder oder Haftbinden an Ort und Stelle. Ungefähre Zusammensetzung: Polyamid 73 % – Gummi 27 %.
Abmessungen	Größen: 50 cm elastisches Netz CAL 1; 50 cm elastisches Netz CAL 5.
Gebrauchsanweisung	Benötigte Länge abschneiden. Netz weiten und über den zu



bedeckenden Bereich ziehen; Ränder bei Bedarf umschlagen für mehr Halt. Nicht auf verletzte Haut ohne Schutz auflegen.

Español

Descripción	Red tubular elástica para la sujeción de apósitos (Plastonet), práctica y confortable. Mantiene gasas y compresas en su sitio sin cintas ni vendas adhesivas. Composición indicativa: poliamida 73 % – goma 27 %.
Dimensiones	Medidas: 50 cm de red elástica CAL 1; 50 cm de red elástica CAL 5.
Instrucciones de uso	Cortar la longitud necesaria. Expandir la malla y deslizarla sobre la zona a cubrir; doblar los bordes si se necesita mayor estabilidad. No aplicar sobre piel lesionada sin protección.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 06/11/2025