

Med's – FARMATNT adhesive TNT (non-woven) rolls

Cod: CER303F – CER304F

Regulations: The products defined as medical devices are



compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017

Italiano

Descrizione: Tessuto non tessuto adesivo ipoallergenico, morbido ed elastico, indicato per il fissaggio di medicazioni. Permette la traspirazione ed è radiotrasparente.

Dimensioni: Disponibile in 2 formati: CER304F 10 × 5 m (astuccio 1 pezzo); CER303F 10 × 10 m (astuccio 1 pezzo).

Istruzioni: Srotolare la quantità necessaria e tagliare. Applicare su pelle pulita e asciutta esercitando leggera pressione. Evitare il contatto diretto con la ferita. Sostituire secondo necessità.



English

Descrizione: Hypoallergenic adhesive non-woven roll, soft and elastic, ideal for securing dressings. Breathable and radiotransparent.

Dimensioni: Available in 2 sizes: CER304F 10 × 5 m (1-piece carton); CER303F 10 × 10 m (1-piece carton).

Istruzioni: Unroll the required length and cut. Apply to clean, dry skin with gentle pressure. Avoid direct contact with the wound. Replace as needed.

French

Descrizione: Rouleau adhésif en non-tissé hypoallergénique, souple et élastique, pour la fixation des pansements. Respirant et radiotransparent.

Dimensioni: Disponible en 2 formats : CER304F 10 × 5 m (étui 1 pièce) ; CER303F 10 × 10 m (étui 1 pièce).

Istruzioni: Dérouler la longueur souhaitée et couper. Appliquer sur peau propre et sèche en exerçant une légère pression. Éviter le contact direct avec la plaie. Remplacer selon besoin.

German

Descrizione: Hypoallergenes, klebendes Vliesrollenband, weich und elastisch, zum Fixieren von Verbänden. Atmungsaktiv und röntgendurchlässig.

Dimensioni: In 2 Größen erhältlich: CER304F 10 × 5 m (Faltschachtel 1 Stück); CER303F 10 × 10 m (Faltschachtel 1 Stück).

Istruzioni: Benötigte Länge abrollen und zuschneiden. Auf saubere, trockene Haut aufbringen und leicht andrücken. Direkten Wundkontakt vermeiden. Bei Bedarf wechseln.

Spanish

Descrizione: Rollo adhesivo de tejido no tejido hipoalergénico, suave y elástico, indicado para fijación de apósitos. Transpirable y radiotransparente.

Dimensioni: Disponible en 2 tamaños: CER304F 10 × 5 m (estuche 1 unidad); CER303F 10 × 10 m (estuche 1 unidad).



Istruzioni: Desenrolle la longitud necesaria y corte. Aplique sobre piel limpia y seca presionando suavemente. Evite el contacto directo con la herida. Sustituir cuando sea necesario.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 10/11/2025