



## HACCP Plasters Kit

**Cod: CPS835**

**Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



---

### Italiano

**Descrizione:** Kit di cerotti HACCP in colore blu, rilevabili visivamente. Ideale per ambienti di produzione alimentare secondo i principi HACCP. Il kit include assortimento di formati per dita e mani.

**Contenuto:** 20 pz 9x72 mm; 40 pz 30x72 mm; 32 pz 55x18 mm; 4 pz 72x50 mm; 4 pz farfalla.

**Istruzioni:** Pulire e asciugare la pelle. Applicare il cerotto esercitando una leggera pressione sui bordi. Sostituire quotidianamente o quando il cerotto è umido/ sporco. Conservare in luogo fresco e asciutto. Uso singolo.



## English

**Description:** Blue HACCP plasters for easy visual detection. Suitable for food-processing environments. The kit includes assorted shapes for fingers and hands.

**Kit contents** 20 pcs 9x72 mm; 40 pcs 30x72 mm; 32 pcs 55x18 mm; 4 pcs 72x50 mm; 4 pcs butterfly.

**Instructions:** Clean and dry the skin. Apply the plaster and press edges firmly. Replace daily or whenever the plaster becomes wet/soiled. Store in a cool, dry place. Single use.

## French

**Description :** Pansements bleus HACCP, facilement détectables visuellement. Adaptés aux environnements de transformation alimentaire. Assortiment de formats pour doigts et mains.

**Contenu du kit:** 20 pcs 9x72 mm; 40 pcs 30x72 mm; 32 pcs 55x18 mm; 4 pcs 72x50 mm; 4 pcs papillon.

**Instructions :** Nettoyer et sécher la peau. Appliquer le pansement en pressant bien les bords. Remplacer chaque jour ou si le pansement est humide/sale. Conserver dans un endroit frais et sec. Usage unique.

## German

**Beschreibung:** Blaue HACCP- Pflaster, visuell gut erkennbar. Geeignet für Lebensmittelverarbeitung. Sortiment mit verschiedenen Formen für Finger und Hände.

**Inhalt des Kits** 20 Stk. 9x72 mm; 40 Stk. 30x72 mm; 32 Stk. 55x18 mm; 4 Stk. 72x50 mm; 4 Stk. Schmetterling.

**Anleitung:** Haut reinigen und trocknen. Pflaster auflegen und Ränder gut andrücken. Täglich oder bei Nässe/Verschmutzung wechseln. Kühl und trocken lagern. Einmalgebrauch.

## Spanish

**Descripción:** Tiritas azules HACCP de fácil detección visual. Adecuadas para entornos de procesado de alimentos. Surtido de formatos para dedos y manos.

**Contenido del kit** 20 uds 9x72 mm; 40 uds 30x72 mm; 32 uds



55x18 mm; 4 uds 72x50 mm; 4 uds mariposa.

**Instrucciones:** Limpiar y secar la piel. Colocar la tirita presionando bien los bordes. Sustituir a diario o cuando esté húmeda/sucia. Conservar en lugar fresco y seco. Uso único.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/02/2026