



SCHEDA TECNICA

CODICE /CODE **CER233F**

Cerotto tela in rocchetto m 5 x 2,5 cm

DESCRIZIONE:

Il dispositivo è costituito da un rocchetto, che può essere o di materiale plastico oppure di cartone, sul quale è avvolto il cerotto adesivo in tela di viscosa 100%.

Il rocchetto può essere ricoperto da un copri rocchetto in materiale plastico (configurazione destinata alle farmacie) oppure priva di copri rocchetto (configurazione ospedaliera).

Il materiale di cui è costituito il cerotto è atossico e offre garanzia di ipoallergenicità, escludendo fenomeni di sensibilizzazione.

Sul supporto è distribuita, in maniera uniforme, una massa adesiva poliacrilica ipoallergica e ossido di zinco che garantisce una eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche. Le caratteristiche di adesività del cerotto permettono un distacco indolore.

Il materiale di cui è costituito il prodotto è altamente permeabile all'aria e non è occlusivo, permettendo la traspirazione della cute con conseguente rapida cicatrizzazione della ferita.

Il dispositivo è disponibile esclusivamente allo stato non sterile (sterilizzabile).

Al momento dell'utilizzo il cerotto va srotolato dal proprio supporto prelevandone la quantità necessaria a fissare al medicazione. La quantità prelevata va applicata sulla medicazione apposta sulla ferita, avendo cura di mantenere quest'ultima al centro della striscia di cerotto.



DESTINAZIONE D'USO:

Il dispositivo non è a carattere invasivo chirurgico, né è destinato a venire in contatto con la pelle lesa.

Il Rocchetto Farmacerotto in tela è destinato a fissare la medicazione, posta sulla ferita, assicurandone il corretto posizionamento nel tempo. Il dispositivo assicura in modo indiretto la protezione di piccole ferite e piccole dermoabrasioni da agenti esterni, favorendone la cicatrizzazione.

Il rotolo Sport Band in tela è destinato ad esser applicato su parti del corpo al fine di stabilizzare e immobilizzare la parte trattata e proteggerla da eventuali traumi durante la pratica sportiva.

MATERIALI COMPONENTI IL PRODOTTO:

Rocchetto Farmacerotto in tela

Supporto: tela in viscosa 100%.

Adesivo: massa adesiva poliacrilica ipoallergica e ossido di zinco (17% ZnO sulla massa umida e 27% sul secco)

Il dispositivo è Latex free. Il dispositivo è privo di ftalati.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere ed al riparo dalla luce solare diretta.

VALIDITA':

I dispositivi non sterili, conservati nelle modalità indicate e nella confezione originale integra, hanno validità 5 anni dalla data di fabbricazione.

CONFEZIONAMENTO : scatole da 12 pezzi